

SEINAKAPID MY


Merianto Medical haiglamööblisari põhineb ISO moodulsüsteemil, kus kasutatakse 600x400mm ja 400x300mm korve ning kappide moodud lähtuvad moodulsüsteemi mõõtudest. Seinakapid **MY** on projekteeritud 600mm ja 400mm ja 300mm laiusele korvile. Kapi sisu on võimalik komplekteerida vastavalt soovile, kasutades ISO moodulsüsteemi korve, riiuleid.

Ravimikapid on toodetud kvaliteetsest melamiinist. Materjalivalikus on ka antibakteriaalne pinnaviimistlus. Uksed avanevad kuni 220°.

Fassaadide valikud on:



Standarvalikus saab valida viie erineva viimistluse vahel:



Lisaks on võimalike valida veel kümnete erinevate värvide ja viimistluste vahelt melamiinitootjate kataloogidest, mille saadavust tuleb tellimisel täpsustada.

- Kapi sisu on võimalik komplekteerida vastavalt vajadusele, kasutades ISO-moodulsüsteemi korve, ja riiuleid.
- Küljepaneelidel korvid taluvad kuni 14kg koormust.
- Kõik fassaaditüübid on lukustatavad. Lukke saab sarjastada vastavalt soovile, nii et need ühilduvad teiste sama toa, korruse vms tsooni kappidega.
- Baasvalikus on mehaaniline mõõblilukkk, võib valida ka elektroonilise koodluku või kiipkaardiga luku vahel.
- Ustel on silikoonmagnetid, mis tagavad kindla ja vaikse sulgumise.
- Kõikidesse kappidesse on võimalik integreerida sensorlülitusega LED valgustus.
- Käepidemed 128mm, antibakteriaalse pinnaviimistlusega.
- Kappidele on võimalik paigaldada kaldkatus, mis aitab vältida mustuse kogunemist kapi laele.
- Kappides kasutatavatel ISO korvidel on palju erinevaid lisatarvikuid, vahejagajaid, sildihoidjaid jms, mis luua korda ja säästa ruumi.





M-Y4
M-Y6



M-Y4U
M-Y6U



M-Y4R
M-Y6R



M-Y6U-T



M-Y4F
M-Y6F

SEINAKAPPIDE M-Y MÕÕDUD

Kapid on mõeldud L600 x 400mm ja L400 x 300mm korvidele

NIMETUS		Laius mm.	Sügavus mm.	Kõrgus mm.
Ilma ukseta seinakapp	M-Y4	455	370	700
Ilma ukseta seinakapp	M-Y6	655	470	700
Uksega seinakapp	M-Y4U	455	370	700
Uksega seinakapp	M-Y6U	655	470	700
Klaasuksega seinakapp	M-Y4U-KL	455	370	700
Klaasuksega seinakapp	M-Y6U-KL	655	470	700
Ruloo - ustega seinakapp	M-Y4R	455	370	700/850
Ruloo - ustega seinakapp	M-Y6R	655	470	700/850
Klappuksega seinakapp	M-Y4F	455	370	700/850
Klappuksega seinakapp	M-Y6F	655	470	700/850
Sisseavanevate ustega kapp	M-Y6U-T	798	470	2100

Tootelehel on esitatud Merianto meditsiinimööbli tüüplahenduste mõõdud ja viimistlused.
 Nende toodete baasil on võimalik valmistada kliendi soovi järgi kohandatud erilahendusi ja
 kasutada kliendi projektile sobivaid erinevaid viimistlusmaterjale.
 Küsi lisa Merianto esindajalt.